

# COMPATIBILITÉ DES AIGUILLES SÉCURISÉES BD AUTOSHIELD™ DUO AVEC LES STYLOS INJECTEURS

Les aiguilles sécurisées BD AutoShield™ Duo sont compatibles avec tous les stylos injecteurs de traitement du diabète indiqués sur l'emballage du produit.

## Conforme à la norme EN 11608-2

La compatibilité des aiguilles sécurisées BD AutoShield™ Duo avec les stylos injecteurs utilisés dans le traitement du diabète a été testée conformément au protocole EN ISO 11608-2:2012 relatif aux systèmes d'injection à aiguille pour usage médical.

### Les tests de compatibilité assurent des contrôles réguliers pour :

- 1 La fixation aux stylos injecteurs et retrait des aiguilles sécurisées BD AutoShield™ Duo (le pas de vis pouvant différer en fonction des stylos référencés).



- 2 La performance du stylo injecteur avec les aiguilles sécurisées BD AutoShield™ Duo (précision de dose).



## L'utilisateur toujours à l'esprit

### La confirmation de compatibilité assure :

- Une tranquillité d'esprit pour le patient et pour l'utilisateur
- Une logistique optimisée étant donné que les aiguilles sécurisées BD AutoShield™ Duo sont compatibles avec tous les stylos injecteurs de traitement du diabète indiqués sur l'emballage du produit



## Compatible avec tous les stylos suivants utilisés pour le traitement du diabète

Les aiguilles sécurisées pour stylo BD AutoShield™ Duo sont compatibles avec<sup>(1)</sup> :

<b>Lilly</b>	Humalog KwikPen, Byetta 5 mcg, Byetta 10 mcg, Humulin N Pen, Humalog Pen, Humulin 70/30 Pen, Humalog Mix 75/25 Pen, Humalog Mix 50/50 KwikPen, Humalog Mix 25 KwikPen, Humalog Mix 50/50 Pen, HumaPen Luxura, HumaPen Luxura HD, HumaPen Memoir, Forsteo (Forsteo)
<b>Sanofi</b>	ClikStar, Apidra SoloStar, Lantus SoloStar, OptiClik, OptiPen Pro 1, OptiPen Pro 2, OptiSet, iTango
<b>Haselmeier</b>	TactiPen
<b>Novo Nordisk</b>	Victoza, NovoPen 3, NovoPen 4, NovoPen Junior, NovoPen 300 Demi, NovoPen 3 Demi, NovoPen 3 PenMate, Novolin PenJunior, NovoPen 300, NovoLog FlexPen, NovoLog Mix 70/30 FlexPen, Levemir FlexPen, Novolin R FlexPen, Novolin N FlexPen, NovoRapid FlexPen, NovoMix 30 FlexPen, Novolin R Innolet, Novolin N Innolet
<b>Owen Mumford</b>	AutoPen 24, AutoPen Classic
<b>B.Braun</b>	Omnican Pen 31, Omnican Pen 32
<b>Berlin-Chemie</b>	BerliPen Aero
<b>Amylin</b>	SymlinPen 60, SymlinPen 120
<b>Ypsomed</b>	Yspopen

(1) Tous les modèles de stylo peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

**BD AutoShield™ Duo** - Aiguilles de sécurité avec double système d'auto-verrouillage (de l'extrémité patient et de l'extrémité stylo de l'aiguille), stériles, non réutilisables destinées à être utilisées avec un stylo injecteur pour l'injection parentérale de médicaments.  
Dispositif médical classe IIa (directive 93/42/EEC), CE 0050. Mandataire UE : BD Medical – Diabetes Care, Becton Dickinson France S.A.S.  
Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d'utilisation.  
Pris en charge par l'assurance maladie.  
Référence interne du document 12-EUR-063.

Becton Dickinson France S.A.S. Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 euros. RCS Grenoble B 056501711.

**BD Medical - Diabetes Care**  
11 rue Aristide Bergès - BP4  
38801 Le Pont de Claix Cedex, France  
Tel: +33 (0)4 76 68 36 36 / Fax: +33 (0)4 76 68 34 95  
www.diabetebd.fr



BD, le Logo BD et BD AutoShield sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD.  
Toutes les autres marques sont des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.  
Toutes les déclarations et copies sont correctes au moment de l'impression, avril 2013.