

## LAME CHIRURGICALE STERILE



### Tailles disponibles à monter sur le manche de type 3 :

(manches 3 gradué, 3L, 5, 7, 9, B3 et B3L) :

Standards : 6, 9, 10, 10A, 11, 11P, 12, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16

Spéciales : E/11, 12D, 40

### Tailles disponibles à monter sur le manche de type 4 :

(manches 3 gradué, 3L, 5, 7, 9, B3 et B3L) :

Standards : 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27

Spéciales : 36

## PRODUIT

### Fabrication européenne

**LAME** : ACIER AU CARBONE E1.30 % - composition en accord avec la norme BS 2982 - Qualité chirurgicale - Epaisseur de lame  $\pm 0.394$  mm - origine U.E. - SANS LATEX ou produit d'origine animale

## CONDITIONNEMENT

### Fabrication européenne

**UNITAIRE** : sachet

Feuillet supérieur : aluminium imprimé avec un film blanc de Polypropylène orienté

Feuillet inférieur : aluminium imprimé avec la forme et le numéro de la lame sur un film de Polypropylène fondu ou de Polypropylène à haute densité

Inhibiteur de corrosion : papier kraft huilé VCI

**BOITE** : Carton pelliculé blanc imprimé en rouge. Vernis par machine lithographique. Emballée dans une feuille de cellophane. Contient 100 lames - Etiquette avec code barre de traçabilité.

## FABRICATION - NORMES ET MARQUAGE CE

**Fabrication européenne** : Produit fabriqué par l'usine Swann-Morton<sup>Ltd</sup> à Sheffield (GB)

Norme Matériaux : BS2982

Marquage : CE 0086 - Code GMDN 37445 - Code CLADIMED F52AB - Classe IIa

Norme dimensions de l'ouverture : BS EN ISO 27740

Tous marquages normalisés : Code-barre EAN - Numéro de lot et date de péremption

## STERILISATION

Irradiation au Cobalt 60 à un minimum de 25kGy par Swann-Morton (Services) Ltd, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ, Grande Bretagne. Date de péremption 5 ans à partir de la date de stérilisation - elle est indiquée sur l'emballage unitaire et sur la boîte.

## ELIMINATION

Elimination par incinération.