

COUPE FIL STERILE « COURT »



Référence de commande : STC

Code produit : 0420

PRODUIT

Fabrication européenne

LAME : ACIER AU CARBONE - composition en accord avec la norme BS 2982 - Qualité chirurgicale - Epaisseur de lame ± 0.394 mm - origine U.E. - SANS LATEX ou produit d'origine animale

Lame recourbée s'utilisant sans manche rajouté : Longueur du coupe-fil : 6.5 cm.

CONDITIONNEMENT

Fabrication européenne

UNITAIRE : sachet

Feuillet supérieur : aluminium imprimé avec un film blanc de Polypropylène orienté.

Feuillet inférieur : aluminium et Polypropylène fondu ou de polyéthylène à haute densité.

Inhibiteur de corrosion : papier ciré kraft imprégné de VCI.

BOITE : Carton pelliculé blanc imprimé en marron. Vernis par machine lithographique. Chaque boîte est emballée dans une feuille de cellophane. Photographie du coupe-fils sur la boîte.
Contient 100 lames - Etiquette avec code barre de traçabilité.

FABRICATION - NORMES ET MARQUAGE CE

Fabrication européenne : Produit fabriqué par l'usine **Swann-Morton^{Ltd}** à Sheffield (GB)

Norme Matériaux : BS2982

Marquage : CE 0086 - Code GMDN 16224 - Code CLADIMED F52AK - Classe I

Tous marquages normalisés : Code-barre EAN - Numéro de lot et date de péremption

STERILISATION

Irradiation au Cobalt 60 à un minimum de 25kGy par Swann-Morton (Services) Ltd, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ, Grande Bretagne. Date de péremption 5 ans à partir de la date de stérilisation - elle est indiquée sur l'emballage unitaire et sur la boîte.

ELIMINATION

Elimination par incinération.