

## COUPE FIL STERILE « LONG »



Référence de commande : STCL

Code produit : 0421

### PRODUIT

#### Fabrication européenne

**LAME** : ACIER INOXYDABLE SF 100 - composition en accord avec la norme BS EN ISO 7153-1 - Qualité chirurgicale - Epaisseur de lame  $\pm 0.394$  mm - origine U.E. - SANS LATEX ou produit d'origine animale

**Lame recourbée s'utilisant sans manche rajouté** : Longueur du coupe-fil : 11 cm.

### CONDITIONNEMENT

#### Fabrication européenne

**UNITAIRE** : sachet

Feuillet supérieur : aluminium imprimé avec un film blanc de Polypropylène orienté.

Feuillet inférieur : aluminium et Polypropylène fondu ou de polyéthylène à haute densité.

Inhibiteur de corrosion : papier ciré kraft imprégné de VCI.

**BOITE** : Carton pelliculé blanc imprimé en marron. Vernis par machine lithographique. Chaque boîte est emballée dans une feuille de cellophane. Photographie du coupe-fils sur la boîte.

Contient 100 lames - Etiquette avec code barre de traçabilité.

### FABRICATION - NORMES ET MARQUAGE CE

**Fabrication européenne** : Produit fabriqué par l'usine **Swann-Morton**<sup>Ltd</sup> à Sheffield (GB)

Norme Matériaux : BS2982

Marquage : CE 0086 - Code GMDN 16224 - Code CLADIMED F52AK - Classe I

Tous marquages normalisés : Code-barre EAN - Numéro de lot et date de péremption

### STERILISATION

Irradiation au Cobalt 60 à un minimum de 25kGy par Swann-Morton (Services) Ltd, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ, Grande Bretagne. Date de péremption 5 ans à partir de la date de stérilisation - elle est indiquée sur l'emballage unitaire et sur la boîte.

### ELIMINATION

Elimination par incinération.