

FICHE TECHNIQUE

Canules de Guedel

REFERENCES

Canules de Guedel stériles

127141001024	N° 000 - Taille ISO 4.0 - Longueur 40 mm - Rose
127141001026	N° 00 - Taille ISO 5.0 - Longueur 50 mm - Bleu foncé
127141001028	N° 0 - Taille ISO 6.0 - Longueur 60 mm - Noir
127141001030	N° 1 - Taille ISO 7.0 - Longueur 70 mm - Blanc
127141001032	N° 2 - Taille ISO 8.0 - Longueur 80 mm - Vert
127141001034	N° 3 - Taille ISO 9.0 - Longueur 90 mm - Jaune
127141001036	N° 4 - Taille ISO 10.0 - Longueur 100 mm - Rouge
127141001038	N° 5 - Taille ISO 11.0 - Longueur 110 mm - Bleu clair
127141001040	N° 6 - Taille ISO 12.0 - Longueur 120 mm - Orange

Conforme à l'ISO
5364:2001



DESCRIPTIF

Dispositif destiné à maintenir la liberté des voies aériennes à travers la cavité buccale et le pharynx. Fréquemment utilisée en anesthésie et en réanimation, cette canule permet d'éviter la morsure d'une sonde endotrachéale par le malade et de maintenir la langue afin qu'elle n'obstrue pas les voies respiratoires.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Extrémité distale ouverte et émoussée pour éviter tout traumatisme.
- Extrémité proximale renforcée par un dispositif qui évite l'écrasement de la canule par morsure du patient et facilite l'insertion d'une sonde d'aspiration.
- Code couleur à l'extrémité proximale indiquant la taille maximale de sondes d'aspiration à utiliser.
- Marquage, au niveau de la collerette, indiquant la taille nominale de la canule ainsi que sa longueur en mm.
- Stérilisation : ETO & CO2
- Sans latex
- Usage unique

COMPOSITION DES MATERIAUX

- Polyéthylène

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par :** Securmed (Italie)
- **Durée de validité :** 5 ans
- **Conservation :** entre 14-25°C et à l'abri de la lumière
- **Code ACL :** néant
- **Code LPPR :** néant

• **Code cladimed :** N51AB01

• **Normes CE :** 0123

• **Classe :** IIa

Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux

CONTIENEMENT

- Unitaire sous simple emballage
- Carton de 30 unités (ref. 127144001036 & ref. 127141001038)
- Carton de 50 unités (autres refs)