

Neox™ Safety Scalpel

Date d'impression 06-06-2014

USAGE PRÉCONISÉ

Le scalpel de sécurité Neox™ est un dispositif jetable qui se décline en dix tailles de lame : n° 10, n° 11, n° 12, n° 15 et coupe-fil (manche n° 3) n° 20, n° 21, n° 22, n° 23, n° 24, n° 25 (Manche n° 4). L'embout protecteur transparent contribue à la prévention des blessures accidentelles lors du transfert ou de l'élimination du scalpel.

MATÉRIAU

Manche en plastique : PC/ABS
 Embout protecteur en plastique : Polycarbonate
 Lame : acier inoxydable (BS5194 : 1992)

CONDITIONNEMENT

Couleur d'embout protecteur	Type	Conditionnement	Total/carton
2510-K Transparent	Manche n° 3	10/boîte 10 boîtes/carton	100
2511-K Transparent	Manche n° 3	10/boîte 10 boîtes/carton	100
2512-K Transparent	Manche n° 3	10/boîte 10 boîtes/carton	100
2515-K Transparent	Manche n° 3	10/boîte 10 boîtes/carton	100
2520-K Transparent	Manche n° 4	10/boîte 10 boîtes/carton	100
2521-K Transparent	Manche n° 4	10/boîte 10 boîtes/carton	100
2522-K Transparent	Manche n° 4	10/boîte 10 boîtes/carton	100
2523-K Transparent	Manche n° 4	10/boîte 10 boîtes/carton	100
2524-K Transparent	Manche n° 4	10/boîte 10 boîtes/carton	100
2525-K Transparent	Manche n° 4	10/boîte 10 boîtes/carton	100
25SC-K Transparent	Manche n° 3	10/boîte 10 boîtes/carton	100

POIDS

- Scalpel de sécurité non lesté, manche n° 3 : 8 g
- Scalpel de sécurité non lesté, manche n° 4 : 11 g

DIMENSIONS GLOBALES

- Scalpel de sécurité non lesté, manche n° 3 : 180 x 33,25 x 100 mm
- Scalpel de sécurité non lesté, manche n° 4 : 198 x 34 x 101 mm

RÉFÉRENCE PRODUIT

2510-K
 2511-K
 2512-K
 2515-K
 2520-K
 2521-K
 2522-K
 2523-K
 2524-K
 2525-K
 25SC-K

Stérile (durée de conservation de 5 ans)

TRAÇABILITÉ DU LOT

Oui (numéro de lot + code-barres)

RÉUTILISATION

Produit jetable, Usage unique

NETTOYAGE

Sans objet

MÉTHODE DE STÉRILISATION

Oxyde d'éthylène

RESTÉRILISATION

Sans objet

MARQUAGE CE

- Classification CE : Classe IIa, stérile
- Organisme notifié : British Standards Institution CE 0086

NUMÉRO DE BREVET

Brevet américain n° 7,087,067

PICTOGRAMMES

