



# FICHE TECHNIQUE

## CISEAU INOX STERILE PAR 1

### Référence

35 01 12 CZ

### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN  
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE  
Marquage CE classe I stérile  
Numéro CE : 0197  
ORGANISME NOTIFIE : TÜV RHEINLAND

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

Ciseaux à lames pointus

Protection embout siliconé  
longueur 11.5cm

usage revendiqué : ces ciseaux s'utilisent pour la  
découpe de pansements - de fils - de compresses  
- de bandes adhésives ...

### CARACTERISTIQUES

### COMPOSITION

Acier inoxydable selon le standard A.I.S.I 410  
C = 0.2% ; Cr = 13% ; Si = 1% ; Mn= 1%

### STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

### EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée .

Caractéristique papier : PGL médical 60 + 6 g.  
Caractéristique plastique : PA/PE médical.

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet			1
Boite	PPMFA		100
Colis	PMFA		4x100
Palette		50 Colis	

08/09/2004