



FICHE TECHNIQUE

CISEAU A BOUCLE PLASTIQUE STERILE PAR 1

Référence

35 01 16 CZ

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE classe I stérile
Numéro CE : 0197
ORGANISME NOTIFIE : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Ciseaux en acier inoxydable
Protection embout siliconé
longueur : 13cm

usage revendiqué : ces ciseaux s'utilisent pour la
découpe de pansements - de fils - de compresses
- de bandes adhésives ...

CARACTERISTIQUES

COMPOSITION

acier inoxydable selon le standard A.I.S.I. 410

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet pelable			1 ciseau
Boîte	PPMFA		55 unités
Colis	PMFA		4 x 55 unités
Palette			

08/09/2004