



FICHE TECHNIQUE

Pince anatomique stérile

Référence

36 01 01

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE
Marquage CE Classe I stérile
Numéro CE : 0197
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Présentation:
Sachet pelable 75mm x 200mm

Composant:
1 pince anatomique bout large

Utilisation: pince à usage unique pour soins

CARACTERISTIQUES

COMPOSITION

Polypropylène chargé 30% fibre de verre

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Production en atmosphère contrôlée
Caractéristique sachet pelable:STP - PAP 60g - PEP/PE

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Sachet		75x200	1 pince
Colis	PPMFA	188x140x320	60
Colis de regroupement	PMFA	378 x 282 x 325	4x60
Palette		50 Colis	

08/09/2004