



# FICHE TECHNIQUE

## PINCE KOCHER STERILE

### Référence

**36 01 08 CZ**

### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN  
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE  
Marquage CE Classe I stérile  
Numéro CE : 0197  
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

**Présentation :**  
Sachet souple 120mmx250mm

**Longueur :** 14cm

**Indication:** pince à usage unique pour soins

### CARACTERISTIQUES

### COMPOSITION

Polypropylène

### STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

### EMBALLAGE

Production en atmosphère contrôlée  
Caractéristique sachet pelable:STP - PAP 60g - PEP/PE

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Blister		100x230	1 pince
Petit colis	PPMFA	188x140x320	60 unités
Colis de regroupement	PMFA	378x282x325	4 x 60
Palette		50	

08/09/2004