



# FICHE TECHNIQUE

## Ote-agrafe stérile

### Référence

**36 02 02 CZ**

### FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN  
Lieu dit la poste  
69490 SAINT ROMAIN DE POPEY  
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 Annexe V et VII de la DIR 93/42/CEE  
Marquage CE Classe I stérile  
Numéro CE : 0197  
Organisme notifié : TÜV RHEINLAND

### DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

### SPÉCIFICATIONS

Ote-agrafe stérile entièrement métallique

**Réf:** 360202

**Longueur:** 10 cm

**Indication:** usage unique

### CARACTERISTIQUES

Sans latex

### COMPOSITION

Inox (AISI 304)

### STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

### EMBALLAGE

Mise sous blister en atmosphère contrôlée .  
Caractéristique papier : PGL médical 60 + 6 g.  
Caractéristique plastique : PA/PE médical.

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Blister			1 unité
Boite	PPMFA		35 unités
Colis	PMFA		4 x 35
Palette			

08/09/2004