



## CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Indications** : casaque de chirurgie stérile pour la protection et l'hygiène du personnel hospitalier. Traitement barrière déperlant (eau, alcool).
- **Recommandations** : pour tous les types d'actes standards au bloc opératoire.
- **1 Détrompeur de lanière**
- **Poignets élastiques Jersey**
- **Livrée avec 2 essuie-mains absorbants** 30 x 40 cm
- **Casaques standard** : Étanchéité mesurée sous une colonne d'eau de plus de 35 cm (norme EN 20811).

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Référence** : **464433** (Taille L)  
**464436** (Taille XL)
- **Composition** : SMS (non-tissé polypropylène)
- **Stérilisation** : oxyde d'éthylène
- **Taille L** : longueur 130 cm
- **Taille XL** : longueur 150 cm
- **Grammage** : 35 g/m<sup>2</sup>
- **Couleur** : turquoise
- **Fabriqué par** : Sengewald (Allemagne)
- **Conformes à la nouvelle norme NF EN 13795**

## CONDITIONNEMENT

- Blister individuel sous vide
- Double emballage
- Carton de 24 unités



## CARACTERISTIQUES GENERALES

• **Indications** : casaque de chirurgie renforcée stérile pour la protection et l'hygiène du personnel hospitalier.

Le renfort par rajout d'une feuille de SMS permet d'augmenter la résistance mécanique et l'imperméabilité aux liquides et aux bactéries. Traitement barrière déperlant (eau, alcool).

• **Recommandations** : pour tous les types d'actes standards au bloc opératoire.

• **1 Détrompeur de lanière**

• **Poignets élastiques Jersey**

• **Livrée avec 2 essuie-mains absorbants** 30 x 40 cm

• **Casaques renforcées** : Étanchéité mesurée sous une colonne d'eau de 50 cm (norme EN 20811).

## INFORMATIONS TECHNIQUES

• **Référence** : **464434** (Taille L)  
**464437** (Taille XL)

• **Composition** : SMS (non-tissé polypropylène)

• **Stérilisation** : oxyde d'éthylène

• **Taille L** : longueur 130 cm

• **Taille XL** : longueur 150 cm

• **Grammage** : 35 g/m<sup>2</sup>

• **Couleur** : turquoise

• **Fabriqué par** : Sengewald (Allemagne)

• **Conformes à la nouvelle norme NF EN 13795**

## CONDITIONNEMENT

- Blister individuel sous vide
- Double emballage
- Carton de 24 unités