

Champ de soin 38 x 45 cm

2 couches

Composition

Qté	Code	Désignation	Dimension en cm	Qualité
1	503842	Champ de soin	38 x 45	Mediwell® 2 couches

Mediwell® 2 couches : ouate de cellulose vierge blanchie 20g/m² + film PE turquoise
résistance à la ponction > 18N, absorption > 100ml/m²
couche inférieure imperméable aux liquides et aux bactéries

Emballage unitaire

Qté	Emballage	Désignation	Dimension en cm	Qualité
1		alvéole	130 x 310	complexe + papier (*)

(*) complexe PA/PE 70µm + papier 70 g/m²

Conditionnement

Qté	Désignation	Dimension en cm	Nombre de produits
1	boite distributrice	290 x 130 x 300	120
1	carton sur-emballage	600 x 410 x 310	720 (6 x 120)

Mode de stérilisation : Rayonnement gamma

Péremption : **5 ans**

Conditions de stockage :

Entre + 10 et + 30°C, avec 30 à 60 % d'humidité relative et sans exposition directe aux rayons du soleil

Environnement :

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont conformes aux recommandations du BGW et approuvés par le FDA. Ils ne contiennent pas de PVC, de métaux lourds et de ramollissants.

Fabrication : **Allemagne**

Marquage : **CE 0086**

SENGEWALD 