

Fiche technique

Champ de soin 75 x 90 cm
2 couches

COMPOSITION

Réf.	Désignation	Dim. en cm	Qualité
507592	Champ de soin	75 x 90	Mediwell® Super 2 couches

Mediwell® Super 2 couches : ouate de cellulose vierge blanchie 20g/m² + film PE turquoise

Résistance à la ponction > 18N, absorption > 100ml/m²
Couche inférieure imperméable aux liquides et aux bactéries

CONDITIONNEMENT

Quantité	Descriptif	Dim. en cm	Qualité
1	Unitaire (alvéole)	130 x 310	Complexe + papier *
45	1 Boîte distributrice	290 x 130 x 300	-----
270	1 Carton sur-emballage	600 x 410 x 310	-----

* complexe PA/PE 70µm + papier 70 g/m²

Mode de stérilisation : Rayonnements

Péremption : 5 ans

Conditions de stockage :

Entre + 10 et + 30°C, avec 30 à 60% d'humidité relative et sans exposition directe aux rayons du soleil

Environnement :

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont conformes aux recommandations du BGW et approuvés par le FDA. Ils ne contiennent pas de PVC, de métaux lourds et de ramollissants.

Fabrication : Allemagne

Marquage : CE 0086

SENGEWALD 