

Champ d'isolation 40 x 40 cm avec fenêtre Ø 6 cm adhésive

Composition

Qté	Réf.	Désignation	Dimensions en cm	Qualité
1	556601	champ avec fenêtre Ø 6 adhésive	40 x 40	Filmdrape

Filmdrape : film PE imperméable aux liquides et aux bactéries

Emballage unitaire

Qté	Emballage	Désignation	Dimensions en cm	Qualité
1		alvéole	130 x 310	complexe + papier (*)

(*) complexe PA/PE 70µm + papier 70g/m²

Conditionnement

Qté	Désignation	Dimensions en cm	Nombre de produits
1	carton distributeur	290 x 130 x 300	140
1	carton sur-emballage	600 x 410 x 310	840 (6x140)

Mode de stérilisation : Rayonnement gamma

Péremption : 5 ans

Conditions de stockage :

Entre + 10 et + 30°C, avec 30 à 60 % d'humidité relative et sans exposition directe aux rayons du soleil

Environnement :

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont conformes aux recommandations du BGW et approuvés par le FDA. Ils ne contiennent pas de PVC, de métaux lourds et de ramollissants.

Fabrication : **Allemagne**

Marquage : **CE 0086**

SENGEWALD 