

Fiche technique

Champ de soin super absorbant 50 x 60 cm fenêtre Ø 6 cm adhésive 2 couches

COMPOSITION

Réf.	Désignation	Dim. en cm	Qualité
558823	Champ de soin avec fenêtre Ø 6 cm adhésive	50 x 60	Mediwell® Super 2 couches

Mediwell® Super 2 couches : non tissé viscose cellulose 25-30g/m² couleur turquoise + film PE multicouche

Résistance à la ponction > 20N, absorption > 240ml/m²
Couche inférieure imperméable aux liquides et aux bactéries

CONDITIONNEMENT

Quantité	Descriptif	Dim. en cm	Qualité
1	Unitaire (alvéole)	130 x 310	Complexe + papier *
70	1 Carton distributeur	310 x 135 x 290	-----
420	1 Carton sur-emballage	715 x 305 x 640	-----

* complexe PA/PE 70µm + papier 70 g/m²

Mode de stérilisation : Oxyde d'Ethylène

Péremption : 5 ans

Conditions de stockage :

Entre + 10 et + 30°C, avec 30 à 60% d'humidité relative et sans exposition directe aux rayons du soleil

Environnement :

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont conformes aux recommandations du BGW et approuvés par le FDA. Ils ne contiennent pas de PVC, de métaux lourds et de ramollissants.

Fabrication : Allemagne

Marquage : CE 0086

SENGEWALD 

