

MANCHE « FINE »

Manche à embout mâchoire standard:

Taille : SF1 = 13 cm - SF2 = 10.2 cm - SF3 = 7.7 cm - SF4 = 5 cm



Manche à embout mâchoire sur embout vissé:

Taille : SF13 = 13 cm - SF23 = 10.2 cm



PRODUIT

Fabrication européenne

MANCHE : ACIER INOXYDABLE Type EN 58 AM - origine U.E. - SANS LATEX ou produit d'origine animale

UTILISATION : montage des lames de la gamme « FINE »

1/ SM61 - SM61S - SM62 - SM62S - SM63 - SM64 - SM65 - SM65A - SM67 - SM68 - SM69 - SP90 - SP91
2/ Lame myringotomique (lame à paracentèse)

CONDITIONNEMENT

Fabrication européenne

UNITAIRE : étui individuel en PVC bleu - présentation non stérile

FABRICATION - NORMES ET MARQUAGE CE

Fabrication européenne : Produit fabriqué par l'usine **Swann-Morton^{Ltd}** à Sheffield (GB)

Marquage : CE - Classe I

Gravures **Swann-Morton®** et « CE », N° de manche.

Tous marquages normalisés : Code-barre EAN - Numéro de lot et date de péremption

NETTOYAGE ET STERILISATION

Les manches sont lavables en machines à laver standard ou à ultrasons, trempables dans un bain décontaminant, résistants à un bain de soude à 20°C pendant 1 heure, stérilisables en chaleur sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l'embout en l'air pour éviter d'abîmer la zone de fixation de la lame. Ils résistent à l'autoclave à 134°C pendant 30 mn. Durée de vie évaluée à 5 ans au moins.

ELIMINATION

Elimination par incinération.