

Fiche technique

Désignation produit **Champ de soin 38x40 non stérile**
1 face imperméable

623840
Medinop® Protective Sheet

Composition

Qté	Code	Désignation	Dimensions	Qualité
		champ de soin plié en 4	38x40	Mediwell® 2 couches

Mediwell® 2 couches : film PE + ouate de cellulose vierge blanchie 20g/m²
absorption > 100ml/m²
résistance à la ponction > 18 N
film PE imperméable aux liquides et aux bactéries

Conditionnement

Qté	Désignation	Dimensions	Qualité	Nombre de produits
1	carton	570x320x210		700

Mode de stérilisation **produit non stérile**

Péremption **6 ans**

Conditions de stockage

Entre + 10 et + 30°C, avec 30 à 60% d'humidité relative et sans exposition directe aux rayons du soleil

Environnement

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont conformes aux recommandations du BGW et approuvés par le FDA. Ils ne contiennent pas de PVC, de métaux lourds et de ramollissants.

Fabrication

Allemagne

Marquage **CE classe 1**