

# Feuille de protection 1 face imperméable

## Medinop® Protective Sheet

### Composition

Qté	Réf.	Désignation	Dimensions en cm	Qualité
1	<b>627818</b>	Feuille de protection	75 x 175	Mediwell® 2 couches
1	<b>624575</b>	Feuille de protection, format plié 40 x 53 cm	78 x 200	
1	<b>627590</b>	Feuille de protection, format plié 40 x 53 cm	78 x 210	

Mediwell® 2 couches : film PE + ouate de cellulose vierge blanchie 20g/m<sup>2</sup>

absorption > 100ml/m<sup>2</sup>

résistance à la ponction > 18 N

film PE imperméable aux liquides et aux bactéries

### Conditionnement

Qté	Désignation	Dimensions en cm	Nombre de produits
1	carton distributeur	530 x 400 x 340	150

**Mode de stérilisation :** produit non stérile

**Péremption :** 6 ans

### Conditions de stockage :

Entre + 10 et + 30°C, avec 30 à 60 % d'humidité relative et sans exposition directe aux rayons du soleil

### Environnement :

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont conformes aux recommandations du BGW et approuvés par le FDA. Ils ne contiennent pas de PVC, de métaux lourds et de ramollissants.

Fabrication : **Allemagne**

Marquage : **CE classe 1**