

## Champ de table 100 x 150 cm

### Composition

Qté	Réf.	Désignation	Dimensions en cm	Qualité
1	808823	Champ de table, renforcé largeur 61 cm	100 x 150	Colordrape® + non-tissé

Colordrape® : film PE multicouche couleur turquoise  
non-tissé : polyester + ouate de cellulose 26g/m<sup>2</sup>

### Emballage unitaire

Qté	Emballage	Désignation	Dimensions en cm	Qualité
1		alvéole	260 x 310	complexe + papier (*)

(\*) complexe PA/PE 90µm + papier 70 g/m<sup>2</sup>

### Conditionnement

Qté	Désignation	Dimensions en cm	Nombre de produits
1	carton distributeur	310 x 270 x 290	40
1	carton sur-emballage	640 x 560 x 305	160 (4x40)

Mode de stérilisation : Oxyde d'Ethylène

Péremption : 5 ans

**Conditions de stockage :**

Entre + 10 et + 30°C, avec 30 à 60 % d'humidité relative et sans exposition directe aux rayons du soleil

**Environnement :**

Les matériaux utilisés dans la fabrication sont conformes aux recommandations du BGW et approuvés par le FDA. Ils ne contiennent pas de PVC, de métaux lourds et de ramollissants.

Fabrication : **Allemagne**

Marquage : **CE 0086**