

## FICHE TECHNIQUE

### **Rasoirs *HANDY*<sup>®</sup>- NET**

#### REFERENCES

82009050	Rasoir 1 lame avec peigne
82009100	Rasoir 2 lames avec peigne

#### DESCRIPTIF

Rasoirs à usage uniques 1 ou 2 lames avec peignes conçus spécialement pour un usage pré-opératoire.

#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- ◆ Sans LATEX
- ◆ Usage unique
- ◆ Capuchon protecteur
- ◆ Manche plastique

#### MODE D'EMPLOI

- ◆ Retirer avec précaution le capot protecteur.
- ◆ Raser à sec en appuyant le moins possible sur la peau.
- ◆ Pour un rasage optimal, retirer régulièrement les poils du peigne placés devant la lame.

#### QUALITE

Fabriqué par Gardenia

Normes CE

#### CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 unités - Boîtes de 250 unités

