

FICHE TECHNIQUE

Clamp de bar

REFERENCES

84005022	Clamp de bar blanc Pharmaplast
84005182	Clamp de bar blanc Unomedical

DESCRIPTIF

Clampage du cordon ombilical à la naissance

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- **Sans LATEX**
- **Stérilisation : oxyde d'éthylène**
- Longueur : 5,3 cm
- Mâchoire sur toute la longueur.
- Click de sécurité pour confirmer la bonne fermeture du clamp.
- Réouverture impossible après la pose.
- Le clamp de bar est monté sur le cordon ombilical juste après que ce dernier ait été coupé. Le clamp est positionné à environ 1 cm de la peau du nouveau-né. Soit il reste « in situ » jusqu'à ce que le cordon ombilical sèche et se détache, libérant le clamp (habituellement après une semaine). Soit il est enlevé dans un délai de l'ordre de 48-72h à l'aide d'une pince à déclamer prévue à cet effet.

COMPOSITION DES MATERIAUX

- Chlorure de polyvinyle (PVC)
- Polypropylène : connecteur COBB

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Unomedical (Danemark)
 - **Durée de validité** : 5 ans
 - **Conservation** : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur (entre 10-25°C) et de l'humide.
 - **Code ACL** : Néant
 - **Code LPPR** : Néant
 - **Code Cladimed** : G62AA01
 - **Normes CE 0459**
 - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*

CONDITIONNEMENT

Boîtes de 100 unités (emballage pelable unitaire stérile)
Carton de 1200 unités



Distribué par:

L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne

Fax : 04 42 03 55 02

E-mail : serviceclient@apotecnia.com /

www.apotecnia.com

www.kelis-medical.com

serviceclient@kelis-medical.com