



## BD E-Z Scrub™

Brosses chirurgicales  
Usage unique



### Marquage CE :

Les brosses chirurgicales n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 93/42/CEE, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, elles ne sont pas soumises au marquage CE.

- Fabricant : Becton Dickinson, Sandy, USA
- Certification : ISO 13485 : 2003 ; Certificat n° FM 71665 certifié par BSI (n°0086) ; ISO 9001 : 2008, certificat n° FM 504587, certifié par BSI & ISO 14001 : 2004, certificat n° 01001-2005-AE-HOU-ANAB, par DNV
- Stérilisation : Irradiation aux rayons Gamma (pour les produits stérilisés)
- Péremption : 5 ans après stérilisation

### Indications :

BD E-Z Scrub™ est une brosse chirurgicale préconisée pour le lavage chirurgical des mains avant l'utilisation de gants stériles pour toute procédure aseptique.

### Composition des différents éléments :

- Poils : Polyéthylène (PE) souple
- Eponge : Polyuréthane (PUR)
- Cure ongles : Polypropylène (PP)

Certifié :

- Sans Latex
- Sans DEHP
- Sans Phtalate

# BD E-Z Scrub™ - Brosses chirurgicales - Usage unique, sans latex

## Caractéristiques Générales :

- Les brosses BD E-Z SCRUB™ sont des brosses chirurgicales **à usage unique**, comportant des poils en polyéthylène souples sur une face et une éponge en polyuréthane sur l'autre face. Le nombre réduit de poils et le matériau (polyéthylène souple) permettent **de diminuer les irritations** au niveau de la peau et d'apporter une plus grande efficacité dans le brossage sous les ongles.
- Agents antiseptiques : les brosses BD E-Z Scrub™ sont présentées sèches ; la concentration et le volume ont été déterminés pour assurer le nettoyage antiseptique des mains et des avant-bras.
- Rigidité : les brosses BD E-Z SCRUB™ ont une rigidité constante permettant l'efficacité et le confort nécessaires au lavage chirurgical ; l'utilisation de la brosse côté "grand axe" (brossage sens de la longueur) procure un brossage ferme, alors que l'utilisation côté "petit axe" (brossage sens de la largeur) procure un brossage plus doux.

## Caractéristiques Techniques :

Références	Désignation	Stérile	Volume ou poids de la solution	Concentration de la solution	pH
371607	BD E-Z Scrub™ "160" sèche	S	-	-	-

## Dimensions des brosses :

Longueur : 8 cm

Largeur : 5 cm

Hauteur : 4 cm

## Conditionnement :

Boîte / Carton / Palette filmée: 30 / 300 / 2400 unités



BD Medical  
Medical Surgical Systems  
11, rue Aristide-Bergès  
38800 Le Pont-de-Claix  
Tél. 04 76 68 36 36  
Fax 04 76 68 55 61  
[www.bd.com/france](http://www.bd.com/france)