

France Partenaires Médical  
Croix Grand Borne 69930 Saint Laurent de Chamousset  
Tél : 33(0)474265252 Fax : 33(0)474265251 [info@francepartenaires.com](mailto:info@francepartenaires.com)

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

REF : HP007-CLA10 BLOUSE DE SOINS POIGNETS JERSEY

 Classe I Stérile

Descriptif	Blouse non tissée verte avec poignets jersey stérile Hauteur : 115cm
Composition	Non tissé 30g (100% polypropylène) Poignets jersey hydrofuge

**Présentation :**

Blister pelable 1 face papier avec impression lot et péremption /1 face film transparent

**Stérilisation :**

Oxyde d'éthylène (conformité aux exigences EN ISO11135)

**Péremption :**

5 Ans

**Précaution d'emploi :**

Dispositif à usage unique: ne pas réutiliser, ne pas restériliser

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé (perte de l'assurance de la stérilité)

**Conservation:**

A l'abri de l'humidité et de la lumière

Température ambiante 5°-25°

**Carton :**

50 unités

**Palette :**

2000 unités