



FICHE TECHNIQUE

Coupe de Tubulure Stérile 7mm

Connexion femelle /droit

e Renseignements administratifs concernant l'entreprise *Date de mise à jour : 14 MARS 2007*
Date d'édition :

| | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Nom : COVIDIEN France SAS | |
| 1.2 | Adresse complète : 2 rue Denis Diderot 78852 Elancourt Cedex | Tel : 01 30 79 80 00 Fax : 01 30 79 80 30 e-mail : Site internet : www.covidien.com |
| 1.3 | Coordonnées du correspondant matériorvigilance : | Tel : 01 30 79 84 70 Fax : 01 30 70 84 50 e-mail : qualité.vigilance@covidien.com |

2. Informations sur dispositif ou équipement

| | |
|-----|---|
| 2.1 | <u>Dénomination commune</u> : Coupe de Tubulure stérile UU |
| 2.2 | <u>Dénomination commerciale</u> : coupe de Tubulure |
| 2.3 | <u>Code nomenclature</u> : |
| 2.4 | <u>Code LPPR*</u> (ex TIPS si applicable) : Non applicable |
| 2.5 | <u>Classe du DM</u> : I stérile <u>Directive de l'UE applicable</u> : 93/42 <u>Selon Annexe n° V</u> <u>Numéro de l'organisme notifié</u> : NSAI <u>Date de première mise sur le marché dans l'UE</u> : <1998 <u>Fabricant du DM</u> : Kendall - Tullamore (Iso 13485) |
| 2.6 | <ul style="list-style-type: none"><u>Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...)</u> : Coupe de tubulure 7mm - Connexion femelle / droit |

2.7 Références Catalogue :

1180283168 : coupe de tubulure 7mm de diamètre – 1.80 m – conditionnement 50 - connexion fem/droit
1180283135 : coupe de tubulure 7mm – 3 m – conditionnement 25 – connexion fem/droit

REFERENCE :

Conditionnement / emballages

UCD (Unité de Commande) :

CDT (Multiple de l'UCD) :

QML (Quantité minimale de livraison) :

| | |
|-----|--|
| Qté | x 1 carton de 50 (1180283168) ou 25 mètres (1180283135) |
| Qté | x 1 carton de 50 (1180283168) ou 25 mètres (1180283135) |
| Qté | x 1 carton de 50 (1180283168) ou 25 mètres (1180283135) |

Descriptif de la référence :

Coupes de Tubulure en PVC



COVIDIEN
FRANCE S.A.S.

2, RUE DENIS DIDEROT
CS 60075
78852 ELANCOURT CEDEX
FRANCE
01 30 79 80 00 [T]
01 30 79 80 30 [F]

S.A.S. AU CAPITAL DE 10 200 000 EUROS
RCS VERSAILLES 408 214 575
CODE APE 4646Z
SIRET 408 214 575 00040
N° TVA : FR 16 408 214 575

2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

ELEMENTS :

MATERIAUX :

Code 1180283168

1 carton

-

1 coupe de tubulure en PVC de 1.80 mètres

Code 1180283135

1 carton

-

1 coupe de tubulure en PVC de 3 mètres

✓ Absence de latex

Dispositifs et accessoires associés à lister.**2.9** **Domaine - Indications :**

Pour connexion de bouches d'aspiration, de canules d'aspiration...

3. Procédé de stérilisation :**DM stérile :** OUI**Mode de stérilisation du dispositif :** Oxyde Ethylène**4. Conditions de conservation et de stockage**

Conditions normales de conservation & de stockage : Sec

Précautions particulières

Durée de la validité du produit : 60 mois

Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu. Non

5. Sécurité d'utilisation**5.1** **Sécurité technique :** -**5.2** **Sécurité biologique (s'il y a lieu) :****6. Conseils d'utilisation****6.1** **Mode d'emploi :****6.2** **Indications :** (destination marquage CE)**6.3** **Précautions d'emploi :** -**6.4** **Contre- Indications :**

-