

FICHE TECHNIQUE

HANDYBLOUSE® REA

Blouse de réanimation non stérile

CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence : 13141029 (sans bavette)

- **Indications :** blouse d'intervention non stérile pour la protection et l'hygiène du personnel hospitalier.
- **Recommandations :** pour les petits actes en services de soins et de réanimation.
- **1 détrompeur de lanière**
- **4 lanières de fixation (2 autour de la taille et 2 derrière le cou)** pour le confort du praticien.
- **Poignets élastiques en Jersey tricoté**



INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Composition :** polypropylène non-tissé : SMS
- **Grammage :** 45g/m²
- **Dimensions :** blouse 130 x 130 cm,
manches 60 x 55 cm
- **Taille unique**
- **Sans LATEX**
- **Non stérile**
- **Couleur :** bleue
- **Fabriqué par :** Gardenia
- **Normes CE 0459**

CONTIONNEMENT

- Carton de 100 unités



FICHE TECHNIQUE

HANDYBLOUSE® REA

Blouse de réanimation stérile

CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence : CSB8001 (sans bavette)
CSB8010 (avec bavette)

- **Indications :** blouse d'intervention stérile pour la protection et l'hygiène du personnel hospitalier.
- **Recommandations :** pour les petits actes en services de soins et de réanimation.
- **1 détrompeur de lanière**
- **4 lanières de fixation (2 autour de la taille et 2 derrière le cou)** pour le confort du praticien.
- **Poignets élastiques en Jersey tricoté**
- **Livrée avec deux essuie-mains**
- Disponible avec ou sans bavette.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Composition :** polypropylène non-tissé : SMS
- **Grammage :** 45g/m²
- **Stérilisation :** oxyde d'éthylène
- **Dimensions :** blouse 130 x 130 cm,
manches 60 x 55 cm
- **Taille unique**
- **Stérile**
- **Sans LATEX**
- **Couleur :** bleu
- **Fabriqué par :** France Partenaires Médical
- **Normes CE 0459**

CONTIENNEMENT

- Carton de 40 blouses sous blisters souple

