

FICHE TECHNIQUE

Sonde d'aspiration De Lee

REFERENCES

Sonde d'aspiration pédiatrique De Lee

OSC-1406/30/G	CH 06 - Ø 2,0 mm - 2 Oeils opposés - 30 cm avec godet vert clair
OSC-1408/30/G	CH 08 - Ø 2,6 mm - 2 Oeils opposés - 30 cm avec godet bleu
OSC-1410/30/G	CH 10 - Ø 3,3 mm - 2 Oeils opposés - 30 cm avec godet noir

DESCRIPTIF

Sondes d'aspiration trachéo-bronchique permettant l'élimination par aspiration des sécrétions, aliments ou autres liquides encombrant le pharynx et les voies aériennes chez le nouveau-né et l'enfant.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans LATEX.
- Stérile (stérilisation à l'Oxyde d'Ethylène).
- Double emballage.
- Usage unique
- Extrémité proximale avec petit godet de couleur différente selon la charrière
- Extrémité distale ouvert, droit, émoussée.
- Ligne ORX radio-opaque
- Graduation centimétrique
- Longueur : 30 cm
- Durée d'utilisation : moins de 60 minutes en continu

COMPOSITION

- Sonde : PVC
- Godet : PVC

QUALITE

Fabriqué par : Peninne (Angleterre)
Classe IIa

Stérilisation : Oxyde d'Ethylène

Normes CE 0473

CONTIENNEMENT

- Boîte de 100 unités

