


FICHE TECHNIQUE

Sondes d'aspiration trachéo-bronchique

REFERENCES

Sondes d'aspiration trachéo-bronchiques adultes

1 Œil latéral	2 Œils latéraux décalés	Calibre identifiable par le code couleur du godet.
SC-1006/53/1	—	CH 06 - Ø 2,0 mm - 53 cm avec godet vert clair
SC-1008/53/1	SC-1008/53/DE/1	CH 08 - Ø 2,6 mm - 53 cm avec godet bleu
SC-1010/53/1	SC-1010/53/DE/1	CH 10 - Ø 3,3 mm - 53 cm avec godet noir
SC-1012/53/1	SC-1012/53/DE/1	CH 12 - Ø 4,0 mm - 53 cm avec godet blanc
SC-1014/53/1	SC-1014/53/DE/1	CH 14 - Ø 4,6 mm - 53 cm avec godet vert foncé
SC-1016/53/1	SC-1016/53/DE/1	CH 16 - Ø 5,3 mm - 53 cm avec godet orange
SC-1018/53/1	SC-1018/53/DE/1	CH 18 - Ø 6,0 mm - 53 cm avec godet rouge



DESCRIPTIF

Ces sondes permettent l'élimination par aspiration des sécrétions, aliments ou autres liquides encombrant le pharynx et les voies aériennes des adultes, enfants et nouveaux-nés.

Tube en PVC (Polychlorure de vinyle) transparent satiné (grade médical), à extrémité distale ouverte, poli et atraumatique permettant une **glisse parfaite** sans altération des muqueuses.

Souplesse standard, shore 80.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans LATEX.
- Usage unique
- Tube transparent et satiné (grade médical) à extrémité distale ouverte, poli et atraumatique.
- Permet une glisse parfaite sans altération des muqueuses
- **Stérilisation** : oxyde d'éthylène
- **Durée d'utilisation** : moins de 60 minutes en continu.

COMPOSITION DES MATERIAUX

- PVC

REGULATION / NORMES/ MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Pennine (Angleterre)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : entre 3-30°C et à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : néant
- **Code LPPR** : néant

• **Code cladimed** : R50AA01

• **Normes CE** : 0473

• **Classe** : IIa

Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux

CONTIENNEMENT

- Unitaire sous simple emballage
- Boîte de 100 unités