

Clamp de Bar



CARACTERISTIQUES GENERALES

Références : SET011

Clamp de bar 57 mm (machoire sur toute la longueur).

Indications :

Ce clamp est monté sur le cordon ombilical juste après qu'il ait été coupé. Il reste *in situ* jusqu'à ce que le cordon sèche et se détache après une semaine.

Clic de sécurité sonore pour confirmer la fermeture irréversible du clamp.

Utiliser de préférence une pince à déclamer pour sectionner en toute sécurité le clamp

INFORMATIONS TECHNIQUES

Stérilisation : oxyde d'éthylène

Fabriqué : France Partenaire Medical

Normes CE 0459

Classe I

Sans LATEX

CONDITIONNEMENT

- Blister individuel stérile
- Carton de 200 unités