


# FICHE TECHNIQUE

**REF: SET012**

**Champ patient 45x45cm avec fenêtre excentrée**

## CARACTERISTIQUES

- Champ qualité 2 couches :  
1 face plastifiée en polyéthylène 28g/m<sup>2</sup>  
1 face en ouate absorbante 27g/m<sup>2</sup>
- Dimensions utiles : 45x45cm
- Fenêtre diamètre 8cm excentrée et prédécoupée avec 2 adhésifs de fixation.



## INDICATION

Champ recommandé lors du rinçage ou de l'héparinisation d'une chambre implantable

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dispositif à usage unique : ne pas réutiliser. Ne pas re-stériliser.  
Ne pas utiliser si le blister individuel de stérilité est endommagé : perte de l'assurance de la stérilité.

## CONTIENNEMENT

Carton : 100 unités

## NORMES / MARQUAGE

 France Partenaires Médical  0459

- **Durée de péremption :** 5 ans
- **Mode de Stérilisation :** Oxyde Ethylène
- **Classe du dispositif :** I stérile (Directive 93/42/CEE)

