

FICHE TECHNIQUE

Handyblouse « EST » Réf: ST01 Blouse de soin avec poignets élastique stérile

CARACTERISTIQUES

- **Composition** : Polypropylène non tissé
- **Grammage** : 25g/m²
- **Dimensions** :
- Blouse 110x130cm Manches 60x55cm
- **Coloris** : verte
- **Sans Latex**
- **Poignets élastique**
- **4 Lanières de fixation** (Taille et cou)
- **Blister individuel de stérilité**

UTILISATION

Blouse de soin stérile et confortable pour l'hygiène et la protection du personnel hospitalier et des visiteurs.



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Blouse à usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas re-stériliser.
Ne pas utiliser si le blister individuel de stérilité est endommagé: perte de l'assurance de la stérilité.

NORMES / MARQUAGE

 France Partenaires Médical  0459

- **Durée de péremption** : Se référer à l'étiquetage individuel du blister de stérilité.
- **Mode de Stérilisation** : Oxyde Ethylène
- **Classe du dispositif** : I stérile (Directive 93/42/CEE)

CONTIONNEMENT

Carton de 50 unités.

