

# FICHE TECHNIQUE

## Lingette pour patient

### CARACTERISTIQUES GENERALES

02005	Lingette pour patient - 80g/m <sup>2</sup> - Dim : 30 x 20 cm
02066	Lingette pour patient - 30g/m <sup>2</sup> - Dim : 30 x 28 cm



Ref. 02005



Ref. 02066

### DESCRIPTIF / FONCTION

Dispositif d'hygiène multi-usage et pouvant servir pour la toilette du patient en milieu médical et hospitalier.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex
- Usage unique
- Non-tissé
- Non stérile
- **Forme** : Rectangulaire
- **Couleur** : Blanc

#### Ref 02005

- **Dimensions** : 300 mm x 200 mm
- **Composition** : **Grammage** : 80g/m<sup>2</sup>
- Haute capacité d'absorption (0,6 sec., 12,5 fois)

#### Ref 02066

- **Dimensions** : 300 mm x 280 mm
- **Composition** : **Grammage** : 30g/m<sup>2</sup>
- Pliage en « z » pour une distribution parfaite.

### COMPOSITION DES MATERIAUX

- Ref 02005 : Polypropylène non-tissé (60% polyester pour sa solidité et 40% viscose pour la douceur du gant).
- Ref 02066 : polypropylène spunbond

### REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Curas (Malaisie)
  - **Durée de validité** : 5 ans
  - **Conservation** : Entre 15-25 °C et à l'abri de la lumière
  - **Code ACL** : Néant
  - **Code LPPR** : Néant
  - **Code cladimed** : F57DA07
  - **Normes CE**
  - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*
- **Annexe** : Néant

### CONTIENNEMENT

#### Ref 02005

- Sachet de 100 unités (sachet distributeur hygiénique)
- Carton de 2000 unités

#### Ref 02066

- Sachet de 150 unités (sachet distributeur hygiénique)
- Carton de 3600 unités