

FICHE TECHNIQUE



Urinaux à usage unique

REFERENCES

Urinaux à usage unique

08051	Urinal droit pour homme - capacité 900 ml - Dimension : 180 x 110 x 65 mm
08056	Urinal droit pour homme avec sachet gélifiant incorporé - capacité 1000 ml - Dimension : 245 x 110 x 80 mm
08100	Sachet gélifiant soluble 6 g - capacité d'absorption 500-1000 ml - Dimension : 55 x 30 x 10 mm - Usage unique

DESCRIPTIF

Urinaux à usage unique pour le patient en milieu médical et hospitalier.

100 % recyclé
100 biodégradable
Sans ajout de colorants



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

URINAUX

- Couleur : gris clair
- Non stérile (stérilisation possible ETO et rayons gamma)
- Sans latex
- Répond aux tests de résistance aux fluides PAS29:1999.
- Pratique, léger et résistant aux liquides (jusqu'à 4 heures)
- Utilisation dans tous les établissements hospitaliers, cliniques, EHPAD, cabinets médicaux et dentaires, ainsi qu'en HAD - SAD - MAD.
- La gamme Hygiene Pulp™ permet de réduire les infections nosocomiales, les coûts ainsi que de faciliter le travail des infirmiers et d'améliorer le confort du patient.
- Elimination du dispositif, après l'avoir vidé, dans des sacs de recueil pour déchets biologiques, ou traitement par broyeurs ou macérateurs.



SACHET GELIFIANT

Permet de figer les liquides biologiques afin de faciliter une élimination sans risque. Peut être utilisé pour les urinaux, les bassins et les pannes.

- Sachet soluble absorbant jusqu'à 1000ml de fluide.
- Usage unique
- Non stérile (Sans latex)

COMPOSITION DES MATERIAUX

- Urinaux : papier 100 % recyclé et biodégradable, sans aucun colorant ajouté.
- Sachet gélifiant : Polyacrylate de sodium

REGULATION/ NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Curas (Malaisie)
 - **Durée de validité** : 5 ans
 - **Conservation** : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur (entre 10-25°C) et de l'humidité.
 - **Code ACL** : Néant
 - **Code LPPR** : Néant
 - **Code cladimed** : G50ZA03
 - **Normes CE**
 - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*
- Répond aux tests de résistance aux fluides PAS29:1999

CONDITIONNEMENT

Réf. 08051 : Carton de 96 unités
Réf. 08056 : Carton de 28 unités

Réf. 08100 : Sachet en aluminium de 100 unités.
Carton de 2400 unités