

FICHE TECHNIQUE

Bassin/Haricot à usage unique

REFERENCES

Bassin / Haricot

| | |
|-------|--|
| 08070 | Dimensions : 255 x 140 x 48 mm (LxPxH) - Poids : 23g - capacité : 700 ml |
| 08069 | Dimensions : 240 x 114 x 48 mm (LxPxH) - Poids : 17g - capacité : 600 ml |
| 08068 | Dimensions : 240 x 114 x 48 mm (LxPxH) - Poids : 17g - capacité : 600 ml - médicalement propre |

Format ECO



Réf. 08068 & 08069



Réf. 08070

DESCRIPTIF

Permet le recueil de crachats, pus, vomissements et de déchets souillés sauf objets coupants et/ou tranchants et peut également être utilisé pour le transport de dispositifs médicaux, pansements, compresses dans les services.

Pratique, léger et résistant aux liquides ce bassin peut être utilisé dans tous les établissements hospitaliers, cliniques, EHPAD, cabinets médicaux et dentaires, ainsi qu'en HAD - SAD - MAD.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Non stérile, (stérilisation possible aux rayons Gamma et ETO)
- Médicalement propre (ref. 08068)
- Sans latex
- Usage unique
- Résistance à l'eau pendant 4 heures
- Dispositif biodégradable.
- Elimination dans des sacs de recueil pour déchets biologiques, ou traitement par broyeurs ou macérateurs.

COMPOSITION DES MATERIAUX

Papier journal 100 % recyclé, sans aucun colorant ajouté.



100 % recyclé
100 % biodégradable
Sans ajout de colorants

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par :** Curas (Malaisie)
 - **Durée de validité :** 5 ans
 - **Conservation :** Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide.
 - **Code ACL :** Néant
 - **Code LPPR :** Néant
 - **Code cladimed :** F57DA04
 - **Normes CE**
 - **Classe :** I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*
- Répond aux tests de résistance aux fluides PAS29:1999

CONTIENNEMENT

REF 08070

- Sachet de 50 unités, carton de 600 bassins

REF 08069 (version économique)

- Sachet de 250 unités, carton de 1000 unités

REF 08068

- Sachet de 25 unités, carton de 1000 unités