

FICHE TECHNIQUE

Plateaux blanc en fibre naturelle

REFERENCES

Plateaux blanc à usage unique

08090	Plateau S	- dim. 17,6 x 12,0 x 2,10 cm
08091	Plateau M	- dim. 18,0 x 13,4 x 2,50 cm
08092	Plateau L	- dim. 22,8 x 16,8 x 2,76 cm
08093	Plateau XL	- dim. 25,0 x 18,0 x 2,76 cm



DESCRIPTIF

Les plateaux rectangulaires permettent le recueil des déchets souillés sauf objets coupants et/ou tranchants et peuvent également être utilisés pour le transport de dispositifs médicaux, pansements, compresses dans les services. Pratique, léger et résistant aux liquides ces plateaux peuvent être utilisés dans tous les établissements hospitaliers, cliniques, EHPAD, cabinets médicaux et dentaires, ainsi qu'en HAD - SAD - MAD.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans latex
- Usage unique
- Non stérile (stérilisation possible à ETO ou aux rayons Gamma)
- Lisses, empilables et faciles à séparer
- Résistant à l'eau chaude (jusqu'à 100°C) et l'huile chaude (jusqu'à 120°C)
- Traitement anti UV pour améliorer l'hygiène et la propreté.
- Utilisation possible dans les milieux médicaux et alimentaires.
- Elimination du dispositif dans des sacs de recueil pour déchets biologiques, ou traitement par broyeurs ou macérateurs.

COMPOSITION DES MATERIAUX

100 % fibre naturelle (bagasse de canne à sucre).

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par :** Curas (Malaisie)
 - **Durée de validité :** 5 ans
 - **Conservation :** Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur (entre 10-25°C) et de l'humide.
 - **Code ACL :** Néant
 - **Code LPPR :** Néant
 - **Code cladimed :** E53DA02
 - **Normes CE**
 - **Classe :** I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux
- Répond aux tests de résistance aux fluides et aux tests de macération PAS29:1999*

CONDITIONNEMENT

Ref. 08090

- Sachet de 100 unités, Carton de 1800 unités

Ref. 08091

- Sachet de 100 unités, Carton de 1600 unités

Ref. 08092

- Sachet de 50 unités, Carton de 900 unités

Ref. 08093

- Sachet de 50 unités, Carton de 750 unités