

FICHE TECHNIQUE

Bols & Pannes à usage unique

REFERENCES

Bols Hygiène Pulp™		Carton
08031	Capacité 1 L - dim. Ø 215 mm x hauteur 50 mm	440 u
08032	Capacité 3 L - dim. Ø 315 mm x hauteur 95 mm	200 u

Bassins de lit		Carton
08000	Bassin de lit Panne 2 L - dim. 320 x 370 x 100mm - couvercle	180 u
08110	Support plastique pour Panne 2L (ref 08000)	20 u
08001	Midi Panne 1,7 L - dim. 340 x 280 x 80mm – couvercle	150 u
08111	Support plastique pour Midi Panne 1,7 L (ref 08001)	20 u
08003	Panne chaise percée 1,7 L - dim. Ø 215 mm x 50 mm hauteur	200 u



100 % recyclé
100 % biodégradable
Sans ajout de colorants

DESCRIPTIF

Permet le recueil de crachats, pus, vomissements et de déchets souillés sauf objets coupants et/ou tranchants et peut également être utilisé pour le transport de dispositifs médicaux, pansements, compresses dans les services.

Pratique, léger et résistant aux liquides, ce bassin peut être utilisé dans tous les établissements hospitaliers, cliniques, EHPAD, cabinets médicaux et dentaires, ainsi qu'en HAD - SAD - MAD.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme Hygiène Pulp™


- Non stérile, (stérilisation possible aux rayons Gamma et ETO)
- Médicalement propre
- Graduée
- Sans latex
- Usage unique
- Résistance à l'eau pendant 4 heures
- Dispositif biodégradable.
- Elimination de la gamme pulp dans des sacs de recueil pour déchets biologiques, ou traitement par broyeurs ou macérateurs.

Support plastique

- Non stérile (stérilisation possible aux rayons Gamma et ETO)
- Réduction des infections nosocomiales : Aucun contact avec les déchets biologiques du patient
- Solution de dépannage : Utilisation en cas de panne de la machine de nettoyage
- Pratique : plastique peut être désinfecté et ré-stérilisé plusieurs fois



Ref. 08003



Ref. 08001 + 08111



Ref. 08000 + 08110

AVEZ-VOUS PENSE?

SACHET GELIFIANT (ref 08100)



Permet de gélifier les fluides afin de faciliter une élimination sans risque. Peut être utilisés pour les urinaux, les bols, les pannes et les poches à urine.

FICHE TECHNIQUE

Bol & Panne à usage unique

COMPOSITION DES MATERIAUX

Hygiène Pulp

Papier journal 100 % recyclé, sans aucun colorant ajouté.

Support plastique

Polypropylène

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par :** Curas (Malaisie)
 - **Durée de validité :** 5 ans
 - **Conservation :** Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide.
 - **Code ACL :** Néant
 - **Code LPPR :** Néant
 - **Code cladimed :** F57DA04
 - **Normes CE**
 - **Classe :** I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux
- Répond aux tests de résistance aux fluides
PAS29:1999*

CONTIENNEMENT

Support plastique

- Sachet unitaire
- Carton de 20 unités

REF 08100

Sachet de 100 unités, carton de 2400 unités

