

FICHE TECHNIQUE

Gants SC[®] Nitrile

REFERENCES

Gants SC Nitrile

08780	Taille : X-Small
08781	Taille : Small
08782	Taille : Medium
08783	Taille : Large
08784	Taille : X-Large

ACCESSOIRES

28100	Support individuel
28101	Triple support



DESRIPTIF

Le concept SC[®] Nitrile SafeDon[™] se compose d'un gant d'examen Nitrile sans poudre et d'une boîte distributrice à dispensation de gant individuel révolutionnaire.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Non stérile
- 100% nitrile
- Sans poudre
- Sans latex
- AQL 1,5
- Usage unique
- Couleur : bleue

Technologie breveté SafeDon[™]

- Suppression du contact avec les autres gants de la boîte (lutte contre les infections manuportées).
- Gain de temps pour le personnel soignant.

COMPOSITION DES MATERIAUX

100 % Nitrile (Acrylonitrile butadiène)

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par :** Medica Europe (Pays Bas)
- **Durée de validité :** 5 ans
- **Conservation :** Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide.
- **Code ACL :** Néant
- **Code LPPR :** Néant
- **Code cladimed :** E50CA03

- **Normes CE 0086**

- **Classe : I**

Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux

- Répond aux tests de résistance BS EN 374-3 : 2003

CONTIENEMENT

Gants

Tailles XS à L

- Boîte de 250 unités
- Carton de 2000 unités

Taille XL

- Boîte de 225 unités
- Carton de 1800 unités

Supports

- Boîte unitaire avec attaches murales