

FICHE TECHNIQUE

Tablier de protection à usage unique

REFERENCES

Tablier de protection

12001	Dimensions : 68 cm (largeur) x 108 cm (Longueur) - 16 micron - Sachet distributeur
12006	Dimensions : 72 cm (largeur) x 120 cm (Longueur) - 16 micron - Sachet distributeur
12011	Dimensions : 76 cm (largeur) x 140 cm (Longueur) - 16 micron - Sachet distributeur
12020	Dimensions : 68 cm (largeur) x 108 cm (Longueur) - 16 micron - Rouleau



Réf. 12001



Réf. 12020

DESCRIPTIF

Tablier à usage unique pour la protection du patient ou du soignant.
Protection complète du cou au genou.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Non stérile (stérilisation possible aux rayons Gamma et ETO)
- Sans latex
- Usage unique
- Couleur : blanche
- Lisse, souple et imperméable aux liquides et lipides
- Fixation par attaches (taille et encolure)

COMPOSITION DES MATERIAUX

Polyéthylène (PE) et polyéthylène haute densité (PEHD)

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par :** Curas (Malaisie)
- **Durée de validité :** 5 ans
- **Conservation :** Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- **Code ACL :** Néant
- **Code LPPR :** Néant
- **Code cladimed :** E50EM01
- **Normes CE**
- **Classe : I**
Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux
- Répond aux tests de résistance aux fluides PAS29:1999

CONDITIONNEMENT

Réf. 12001 : **Sachet distributeur** de 100 unités, carton de 1600 unités.

Réf. 12006 : **Sachet distributeur** de 100 unités, carton de 1500 unités.

Réf. 12011 : **Sachet distributeur** de 100 unités, carton de 1200 unités.

Réf. 12020 : **Rouleau** de 200 unités, carton de 1600 unités.