



NQA= 0,65 / Inspection visuelle



FICHE TECHNIQUE



**Masque de soins  
de haute filtration**

**CHILD'S FACE MASK  
Référence : 47127 – Motifs Disney**

#### DIMENSIONS

Plié : 140 mm x 83 mm

Poids : 2 g

#### MATERIAUX DE FABRICATION

Attaches auriculaires	Polyester	
Barrette nasale	Lame plate en aluminium	
Filtre	Polypropylène exempt de fibres de verre	<b>SANS LATEX</b>
Face externe motifs Disney	Polyester + cellulose	
Face interne blanche	Polyéthylène + polyester	
Agent liant	Liant d'origine acrylique	

#### TYPE D'ASSEMBLAGE

Soudure ultrasonique Sontec II

#### FIXATION

A fixations auriculaires en polyester

#### CARACTERISTIQUES DE FILTRATION DU MASQUE

Masque conforme à la norme Européenne EN 14683 – Type I

Tests du Laboratoire indépendant Nelson disponibles sur demande N° 263208 - 263209

##### Efficacité de filtration bactérienne (EFB)

Méthode in Vitro: Mil-M36954C /EN 14683

: 96 % pendant 3 heures

Taille des bactéries

: 3 µ

##### Efficacité de filtration des particules (EFP)

Méthode in vitro: ASTM F1215-89

: 98 %

Taille des particules

: 0,1 µ

Résistance au passage de l'air ΔP

: 1,5 mm H<sub>2</sub>O/ cm<sup>2</sup>

#### RESISTANCE AUX LIQUIDES

Non résistant/EN 14683

#### CARACTERISTIQUES DE TOLERANCE CUTANEE

Test d'irritation primaire cutanée

: Bonne tolérance

Résultat

: Pas de réaction de contact /Pas d'irritation

#### DESCRIPTIF DU CONDITIONNEMENT

Par boîte : 75 masques

Par carton : 750 masques (10 boîtes de 75 masques)

#### NORMES

Masque fabriqué aux USA par la Société Kimberly Clark  
Société certifiée ISO 9001 – ISO 13485

MARQUAGE CE: oui – conforme à la Directive Médicale 93/42, de la Déclaration CE de conformité de Dispositifs Médicaux de la Classe I en application de l'article R.665-36, R.665-7, R.665-8 du Code de la Santé Publique.

FT Masque soins enfant 47127 – 25/07/11



ISO 9001  
FM 40130  
ISO 13485  
MD 534866

Société Certifiée - Capital : 25.569.672 Euros – R.C.S. PONTOISE B 319 608 709 - Siret 319 608 709 00030 – TVA FR 54 319 608 709