

FICHE TECHNIQUE

HANDYCLIP® Charlotte non stérile

CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence : 82001006 / 82001008

- **Indications** : dispositif de protection pour les cheveux du personnel hospitalier
- **Stérilisable**
- **2 élastiques de maintien isolés** pour le confort de l'utilisateur
- **Parfaitement ajustée**, elle ne glisse pas
- **Large plis** permettant de créer un volume important, compatible avec les chevelures abondantes
- **Gain de place** avec son pliage par compression
- **Couleur verte**



INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Composition** : polypropylène non-tissé
- **Grammage** : 14gr/m²
- **Non stérile**
- **Dimensions pliée** : 19 cm x 2,5 cm
- **Taille Unique**
- **Fabriqué par** : Gardenia, Taïwan
- **Normes CE**

CONTIONNEMENT

Réf : 82001006 - Boîte de 100 unités clipées avec ouverture facile et carton de 1000 unités (soit 10 boîtes)

Réf : 82001008 - Carton de 1000 unités en vrac

