


FICHE TECHNIQUE

Gant de toilette pré-imprégné

REFERENCES

82001040 Gant de toilette pré-imprégné 3 en 1



DESCRIPTIF

Gants de toilette pré-imprégnés pour nettoyer, hydrater et protéger la peau. Ils permettent d'effectuer une toilette humide et non irritante pour le patient alité.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Non stérile
- Sans latex.
- Usage unique
- Non tissé
- Grammage : 80 g /m²
- Taille : 15 x 22,5 cm
- Couleur : blanc
- Peut être utilisé sur les peaux les plus sensibles.
- Utilisation sans eau et sans rinçage.
- L'ensemble (sachet et gant) peut être chauffé jusqu'à 40°C max. (Compatible avec un micro ondes).

COMPOSITION DES MATERIAUX

- Solution nettoyante : Chlorure de cetylpyridinium et Polyhexamethylene Biguanide

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Gardenia (Taiwan)
 - **Durée de validité** : 2 ans
 - **Conservation** : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide (15-25°C)
 - **Code ACL** : Néant
 - **Code LPPR** : Néant
 - **Code cladimed** : Néant
 - **Normes CE**
 - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*

CONTIENNEMENT

- Sachet distributeur de 8 unités
- Carton de 240 unités