

# FICHE TECHNIQUE

## HANDYBLOUSE®

Blouse de visiteur - non stérile - Poignets élastiques

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence : 82002003 (Vert)  
82002005 (Blanc)

- **Indications** : blouse de visiteur pour l'hygiène et la protection du personnel hospitalier et des visiteurs
- **Stérilisable**
- **4 lanières de fixation (2 autour de la taille et 2 derrière le cou)** pour le confort du praticien ou du visiteur
- **Poignets élastiques**



### INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Composition** : polypropylène non-tissé
- **Grammage** : 25g/m<sup>2</sup>
- **Non stérile**
- **Dimensions** : 110 cm x 130 cm - manches : 60 x 55 cm
- **Taille unique**
- **3 couleurs** : vert, bleu ou blanc
- **Fabriqué par** : GARDENIA, Taïwan
- **Normes CE**
- **Sans latex**

**SANS LATEX**



REF. 82002103

**HandyBlouse**

10 Unités  
10 Units

Polypropylène  
Non tissé  
Non stérile  
Couleur bleue  
Polypropylene  
Non-woven  
Non-sterile  
Color blue

**Blouses de visiteur**  
Poignets avec élastique

**INDICATIONS**  
Hygiène et protection pour le personnel hospitalier et les visiteurs.

**CARACTERISTIQUES**  
Dimension générale : 115x140 cm  
Manches : 60x55 cm  
Polypropylène non-tissé : 30 g/m<sup>2</sup>  
Stérilisable  
Finition par laser

Fabriqué par Gardenia, Taïwan



### CONTIONNEMENT

- **Sachet plastique de 10 blouses**
- **Carton de 10 sachets soit 100 blouses**

**L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL**

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne

Fax : 04 42 03 55 02

e-mail : serviceclient@apotecnia.com /

[www.apotecnia.com](http://www.apotecnia.com)

[www.kelis-medical.com](http://www.kelis-medical.com)

[serviceclient@kelis-medical.com](mailto:serviceclient@kelis-medical.com)