

FICHE TECHNIQUE

HANDYBIB®

Bavoir avec poche de recueil

REFERENCES

82003000	Bavoir adulte
----------	---------------

DESCRIPTIF

Bavoir pour adulte avec poche de recueil.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Non stérile
- Sans latex.
- Usage unique.
- Cellulose 22 g/m²
- PE : 14,5 g
- Taille : 66 x 37 cm
- Couleur : bleue
- Poche de recueil de 10 cm

COMPOSITION DES MATERIAUX

- Cellulose de papier
- Polyéthylène (PE)

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Gardenia (Taiwan)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide (15-25°C)
- **Code ACL** : Néant
- **Code LPPR** : Néant
- **Code cladimed** : E50ZA09

- **Normes CE**

- **Classe** : I

Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux

CONTIENNEMENT

- Sachet de 100 unités
- Carton de 600 unités

