

FICHE TECHNIQUE

HANDYPYJ®

Pyjamas de bloc non stérile - sans poche

CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence : **82005000** (taille M)
82005001 (taille L)
82005002 (taille XL)

- **Indications :** pyjama de bloc pour l'hygiène et la protection du personnel hospitalier.
- **3 tailles :** Medium, Large et Extra Large pour un confort maximal.
- **Stérilisable**
- **Élastiques de maintien** à la taille pour le confort



INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Composition :** Polypropylène non-tissé opaque
- **Grammage :** 50 g/m²
- **3 tailles :** M, L et XL
- **Couleur :** bleu marine
- **Fabriqué par :** Gardenia
- **Normes CE**

	Taille M	Taille L	Taille XL
Largeur pantalon	33 cm	38 cm	43 cm
Longueur pantalon	106 cm	115 cm	120 cm
Largeur chemise	50 cm	64 cm	76 cm
Longueur chemise	71 cm	75 cm	78 cm

SANS LATEX  

CONTIONNEMENT

- Sachet plastique de 10 pyjamas de bloc emballés individuellement
- Carton de 5 sachets plastique soit 50 pyjamas de bloc

L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne

Fax : 04 42 03 55 02

e-mail : serviceclient@apotecnia.com /

www.apotecnia.com

www.kelis-medical.com

serviceclient@kelis-medical.com