

FICHE TECHNIQUE

HANDYDRAPE®

Drap housse, drap de lit & taie d'oreiller

CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence : 82006010 - 82006020 (drap housse)
82006000 (drap de lit)
82006500 (Taie d'oreiller)

- **Indications :** dispositif d'hygiène pour le patient en milieu médical et hospitalier
- **Polypropylène 40g/m²** pour un drap housse et drap de lit résistants et confortables
- **Polypropylène 30g/m²** pour une taie résistante et agréable



INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Composition :** polypropylène non-tissé
- **Non stérile**
- **Dimensions :**
Drap housses : 90 x 190 x 15 cm (82006010)
70 x 190 x 15 cm (82006020)
Drap de lit : 150 x 240 cm (82006000)
Taie d'oreiller : 65 x 65 x 8 cm (82006500)
- **Couleur :** Blanc
- **Fabriqué par :** GARDENIA, Taïwan
- **Normes CE**
- **Sans latex**

CONTIONNEMENT

- Sachet plastique unitaire
- Carton de 50 draps de lit
- Carton de 100 draps housse
- Carton de 200 taies