

## FICHE TECHNIQUE

# HANDYCLEAN® Gant de toilette

### REFERENCES

<b>82001010</b>	Gant de toilette standard - 80g/m <sup>2</sup> - blanc
<b>82003010</b>	Gant de toilette standard - 60g/m <sup>2</sup> - blanc - VARIANTE ECONOMIQUE
<b>82001015</b>	Gant de toilette renforcé - 35g/m <sup>2</sup> - bleu



Ref. 82001015

### DESCRIPTIF

Dispositif d'hygiène pour le patient en milieu médical et hospitalier.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- **Bords soudés (soudure ultra son)**
- **Taille unique**
- **Dimensions** : 145 x 225 mm
- **Non stérile**
- **Sans LATEX**
- **Couleur** : Blanc

#### Ref 82001015

- **Imperméabilisé** pour que la main ne soit pas mouillée lors de la toilette
- **Couleur** : Bleu

### COMPOSITION DES MATERIAUX

polypropylène non-tissé : 60% viscose pour la douceur du gant et 40% polyester pour sa solidité

### REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Gardenia (Taïwan)
  - **Durée de validité** : 5 ans
  - **Conservation** : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide
  - **Code ACL** : Néant
  - **Code LPPR** : Néant
  - **Code cladimed** : E56BD02
  - **Normes CE**
  - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*

### CONDITIONNEMENT

#### Ref. 82001010 & 82001015

- Boîte distributrice de 100 unités (avec ouverture sur le dessus)
- Carton de 1000 unités

#### Ref. 82003010 (Variante économique)

- Carton de 1000 unités