

FICHE TECHNIQUE

HANDYMASK[®] et HANDYMASK[®] HAD

Masque de chirurgie 3 plis

REFERENCES

MS301	Masque de chirurgie avec élastiques auriculaires - vert
MS302	Masque de chirurgie avec élastiques auriculaires - blanc
MS302	Masque de chirurgie avec élastiques auriculaires - bleu
MS410	Masque de chirurgie avec lacets - vert

DESCRIPTIF

Masque d'hygiène et de protection pour le personnel hospitalier

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- **2 élastiques auriculaires** (Ref MS301, MS302, MS303) **ou 4 lanières de fixation** (Ref MS410) pour le confort du praticien
- **3 larges plis** permettant de créer une chambre de respiration de bonne taille
- **Parfaitement ajusté** grâce à sa barette nasale en aluminium
- **Haute filtration (99.59% efficacité test Nelson)** pour une durée de 3 heures
- **Filtration particules** : 0,1 microns
- **Filtration bactéries** : 2,8 microns
- **Delta P** : 2.71 mm H₂O/cm²
- **Efficacité test Nelson : 99,59%**
- **Non stérile (stérilisable)**
- **Sans latex**
- **Sans fibre de verre**
- **Dimensions** : 17 cm x 10 cm
- **Barette nasale** : aluminium 11 cm

COMPOSITION DES MATERIAUX

polypropylène non-tissé

REGULATION / NORMES /MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Gardenia (Taïwan)
 - **Durée de validité** : 5 ans
 - **Conservation** : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide
 - **Code ACL** : Néant
 - **Code LPPR** : Néant
 - **Code cladimed** (lacets) : E50BA01
 - **Code cladimed** (élastiques auriculaires) : E50BC01
 - **Normes CE**
 - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*

CONDITIONNEMENT

- Boîte distributrice de 50 unités (avec ouverture sur le dessus)
- Carton de 1000 unités

