

FICHE TECHNIQUE

MANILEX[®]

Gants d'examen en latex poudrés

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Référence : MA1, MA2, MA3**
- **Indications :** gants d'examen en latex non stériles très légèrement poudrés
- **Recommandations :** gants en latex Grade Médical spécialement conçus pour l'utilisation dans les services hospitaliers
- **Ambidextres manchettes 240mm bords droits**
- **Formulation de latex spécifique permettant une élasticité et résistance**
- **Surface de texture mat, microrugueuse très légèrement poudrés pour un gantage aisé**



INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Tailles: Petit; Moyen; Grand**
- **En latex**
- **Ambidextre**
- **Manchette bord roulés**
- **Non Stérile**
- **Couleur : écru**
- **Fabriqué par :** PGA (groupe Kossan)

Taille	6/7 Petit	7/8 Moyen	8/9 Grand
Références	MA1	MA2	MA3

CONTIENNEMENT

- Boite de 100 unités
- Carton de 1000 unités

