

FICHE TECHNIQUE

MANILEX[®] SP

Gants d'examen en latex sans poudre

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Référence : SP1, SP2, SP3**
- **Indications :** gants d'examen en latex non stériles sans poudre.
- **Recommandations :** gants en latex Grade Médical spécialement conçus pour l'utilisation dans les services hospitaliers.
- **Ambidextres manchettes 240mm bords roulés**
- **Formulation de latex spécifique permettant une élasticité et résistance à la perforation maximale**
- **Gantage aisé grâce au traitement de surface intérieur par chlorination**
- **Surface de texture mat, microrugueuse**



INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Tailles: Petit ; Moyen ; Grand**
- **En latex**
- **Sans poudre**
- **Ambidextre**
- **Manchette bord roulés**
- **Non Stérile**
- **Couleur : écru**



Taille	6/7 Petit	7/8 Moyen	8/9 Grand
Références	SP1	SP2	SP3

QUALITE

Normes EN 455-1 et EN 455-2

ISO 9002

AQL 1,5

Marquage CE

CONTIONNEMENT

- Boite de 100 unités
- Carton de 1000 unités

L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne

Fax : 04 42 03 55 02

e-mail : serviceclient@apotecnia.com /

www.apotecnia.com

www.kelis-medical.com

serviceclient@kelis-medical.com