

Medi-Grip® Plus

Gant d'intervention chirurgicale stérile en latex naturel, poudré

Date d'impression 08-08-2013

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Couleur	Blanc
Forme	Anatomique
Manchette	Manchette droite
Surface externe	Micro-texturée
Surface interne	Poudré *

* Poudre d'enfilage : amidon de maïs modifié (USP)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Épaisseur (unique) Valeurs moyennes (mm)	Doigt	0,220
	Paume	0,210
	Manchette	0,240
Longueur minimale (mm)	285	
Résistance (valeurs moyennes)	avant vieillissement	après vieillissement
Allongement à la rupture (%)	912	785
Force à la rupture (N)	20	19,7

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	4 x 50 / 200 par carton
Durée limite de stockage	5 années
Consignes de stockage	Garder à l'abri des rayons du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et inflammables.

RÉFÉRENCES PRODUIT

Taille / code produit	5.5	302761	6	302762
	6.5	302763	7	302764
	7.5	302765	8	302766
	8.5	302767	9	302768
	5.5	302921		

CARACTÉRISTIQUES ET PRINCIPAUX AVANTAGES

- Barrière de protection efficace
- Bonne préhension
- Faible profil allergique

NORMES DE FABRICATION ET DE SÉCURITÉ

NQA (micro-trous)	<ul style="list-style-type: none">• Test d'étanchéité à l'eau• Conforme à la norme européenne EN 455-1 : niveau d'inspection I NQA 1,5• Approbation finale post-production : niveau d'inspection I NQA 1,0• Contrôle en production avant conditionnement : niveau d'inspection II NQA 0,65
Teneur en protéines	Très faible niveau : valeur moyenne < 30 µg/g pour Modified Lowry et HLPC (EN 455-3)
Pyrogénicité	Absence de pyrogènes conformément à l'ISO 10993-11
Irritation cutanée primaire	Considérée comme négligeable conformément à l'ISO 10993-10
Sensibilisation cutanée	Aucune preuve d'hypersensibilité retardée de contact conformément à l'ISO 10993-10
Pénétration virale	<ul style="list-style-type: none">• Réussit le test dynamique de l'AVPP d'Ansell• Conforme à l'ASTM F-1671 avec le bactériophage PhiX174
Stérilisation	Rayons Gamma 25 kGy
Marquage CE	Dispositif médical : Classe IIa
Conformité du produit aux normes	EN 455 parties 1, 2, 3
Normes de fabrication	EN 556
	ISO 11137-1
	ISO 13485
	ISO 14001
	ISO 9001
Organisme de certification	British Standards Institution (0086) : DM